

Anticorpo Monoclonale Anti-Dna Ligasi Iii/Lig3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49916

Numero articolo: CM0006790



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la DNA Ligasi III/LIG3 umana (P49916). Confermato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-DNA Ligasi III/LIG3
Note/Alias	LIG2; MTDP520; LIG3alpha; DNA Ligasi III/LIG3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3980
GeneID	3980
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 della DNA Ligasi III/LIG3 umana (NP_039269.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P49916
Peso della proteina	113 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio