

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dna Ligasi Iii/Lig3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49916

Numero articolo: CM0013372



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce DNA Ligasi III (LIG3/LIG2) per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva proteine umane, di topo e ratto. Adatto per ricerche su riparazione del DNA, riparazione mitocondriale dell'escissione di basi e MTDP520.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNA Ligasi III/LIG3 Rabbit pAb
Note / Alias	LIG2; MTDP520; LIG3alpha; DNA Ligasi III/LIG3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3980
GeneID	3980
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 254-460 della DNA Ligasi III/LIG3 umana (NP_039269.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49916
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio