

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dna Ligasi Iii/Lig3 Per Wb, Ip, Elisa - P49916

Numero articolo: CM0019806



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la DNA ligasi 3 umana (LIG3) per WB, IP, ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e sulla riparazione per escissione di basi mitocondriale. Peso molecolare: 113 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | DNA ligasi III/LIG3 pAb di coniglio                                                                                                             |
| Note/alias          | LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA ligasi III/LIG3                                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                                           |
| GeneID (umano)      | 3980                                                                                                                                            |
| GeneID              | 3980                                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 730-1009 della DNA ligasi III/LIG3 umana (NP_039269.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA                                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano, topo                                                                                                                                     |
| SWISS               | P49916                                                                                                                                          |
| Peso della proteina | 113 kDa                                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                              |