


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dna Ligase Iv Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49917

Numero articolo: CM0020581



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla DNA Ligase IV umana (LIG4). Validato per WB, IHC-P ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca su NHEJ e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNA Ligase IV Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LIG4S; DNA Ligase IV
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3981
ID Gene	3981
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 della DNA Ligase IV umana (NP_002303.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49917
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio