


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dna-Pkcs Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P78527

Numero articolo: CM0003774



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato al DNA-PKcs umano (SWISS: P78527). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Ideale per studi sulla riparazione del danno al DNA e sulla segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNA-PKcs Rabbit mAb
Note/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNP1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5591
GenelD	5591
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 3993-4128 del DNA-PKcs umano (NP_008835.5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P78527
Peso Proteico	469 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio