


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dna-Pkcs Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Numero articolo: CM0030923



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la proteina umana DNA-PKcs (PRKDC). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo e topo. Ideale per la ricerca sulla riparazione del danno al DNA e sulla segnalazione chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNA-PKcs Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNP1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5591
GeneID	5591
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P78527
Peso proteico	469kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio