

## Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Dna Polimerasi Beta Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06746

Numero articolo: CM0007541



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato alla DNA Polimerasi beta, adatto per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina 38kDa in campioni umani, di topo e di ratto. Un reagente chiave per la ricerca sulla riparazione per escissione di basi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | mAb di coniglio anti-DNA Polimerasi beta                                                                                         |
| Note/Alias            | POLB; DNA polimerasi beta; DNA Polimerasi beta                                                                                   |
| Specie                | Umano                                                                                                                            |
| GeneID (Umano)        | 5423                                                                                                                             |
| GeneID                | 5423                                                                                                                             |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 236-335 della DNA Polimerasi beta umana (P06746) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                            |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                               |
| SWISS                 | P06746                                                                                                                           |
| Peso Proteico         | 38kDa                                                                                                                            |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                               |