


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro La Subunità 4 Della Dna Polimerasi Delta (Pold4/P12) Per Wb, Elisa - Q9Hcu8

Numero articolo: CM0026168



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la subunità 4 della DNA polimerasi delta umana (POLD4/p12), adatto per Western blot (WB) e ELISA. Utile per lo studio della replicazione del DNA, della riparazione e della stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	POLD4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	p12; POLDS; POLD4
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	57804
ID gene	57804
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-107 della POLD4 umana (NP_066996.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9HCU8
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio