


Anticorpo Policlonale Anti-Dna Polimerasi Eta Per Wb - Q9Y253

Numero articolo: CM0019777



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la DNA polimerasi eta umana (POLH), convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, murine e ratto. Adatto per ricerche sulla sintesi translesionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNA polymerase eta Rabbit pAb
Note / Alias	XPV; XP-V; RAD30; RAD30A; DNA polymerase eta
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5429
GeneID	5429
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 322-520 della DNA polimerasi eta umana (NP_006493.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y253
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio