

Anticorpo Monoclonale Anti-Dna Polimerasi Gamma Per Wb, Elisa - P54098

Numero articolo: CM0002489

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la DNA Polimerasi gamma umana (POLG). Validato per Western blot e ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Reagente essenziale per studi sulla replicazione e riparazione del DNA mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNA Polymerase gamma Rabbit mAb
Note / Alias	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDPS4A; MTDPS4B; DNA Polymerase gamma
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5428
ID gene	5428
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P54098
Peso proteico	140 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio