


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dna Polimerasi Gamma Per Wb, Elisa - P54098

Numero articolo: CM0027605



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la DNA Polimerasi gamma umana (POLG). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla replicazione del DNA mitocondriale e sulle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-DNA Polimerasi gamma
Note/Alias	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDPS4A; MTDPS4B; DNA Polimerasi gamma
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5428
GeneID	5428
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 540-720 della DNA Polimerasi gamma umana (NP_002684.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54098
Peso Proteico	140kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio