

Anticorpo Policlonale Anti-Dna Polimerasi Kappa (Polk) Per Wb Ed Elisa - Q9Ubt6

Numero articolo: CM0018713



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la DNA polimerasi kappa umana (POLK, DINP, DINB1). Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Bersaglio: proteina di riparazione del DNA tramite sintesi translesione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POLK Rabbit pAb
Note/Alias	DINP; POLQ; DINB1; POLK
Specie	Umana
GeneID (Umano)	51426
GeneID	51426
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della POLK umana (NP_057302.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBT6
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio