

## Anticorpo Monoclonale Anti-Dna Topoisomerasi I (Top1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11387

Numero articolo: CM0003260



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato alla DNA topoisomerasi I (TOP1). Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla cromatina e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | DNA topoisomerasi I (TOP1) Coniglio mAb                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias  | TOPI; DNA topoisomerasi I (TOP1)                                                                                                        |
| Specie              | Umano                                                                                                                                   |
| Gene ID             | 7150                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della DNA topoisomerasi I (TOP1) umana (P11387). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                            |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS               | P11387                                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 91kDa                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                      |