

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dna Topoisomerasi I (Top1) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P11387

Numero articolo: CM0015030



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la DNA topoisomerasi I umana (TOP1) per applicazioni WB, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce anche con la proteina murina. Rileva una proteina di 91 kDa coinvolta nella topologia del DNA e nella trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-DNA topoisomerasi I (TOP1)
Note/Alias	TOP1; DNA topoisomerasi I (TOP1)
Specie	Umano
GeneID (umano)	7150
GeneID	7150
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 della TOP1 umana (NP_003277.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P11387
Peso della proteina	91 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante