

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro La Dna Topoisomerasi II Alfa (Top2A) Per Wb - P11388

Numero articolo: CM0012077



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la DNA topoisomerasi II alfa (TOP2A) umana, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare, la cromatina e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNA topoisomerasi II alfa (TOP2A) Rabbit mAb
Note/Alias	TOP2; TP2A; TOP1IA; TOP2alpha; DNA topoisomerasi II alfa (TOP2A)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7153
GeneID	7153
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1432-1531 della DNA topoisomerasi II alfa (TOP2A) umana (P11388).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11388
Peso proteico	174kDa/178kDa/179kDa/183kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio