

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dnaja1 [Validato Ko] Per Wb, If/Icc, Elisa - P31689

Numero articolo: CM0016910



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro DnaJA1, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studi su apoptosi, chaperone e trasporto proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] DnaJA1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	DJ-2; Dja1; HDJ2; HSDJ; HSJ2; HSJ-2; HSPF4; NEDD7; hDJ-2; A1
Specie	Umano
GeneID	3301
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 178-397 di DnaJA1 umano (NP_001530.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P31689
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio