


Anticorpo Policlonale Anti-Dnaja2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60884

Numero articolo: CM0030888



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina umana DNAJA2 (DnaJ homolog subfamily A member 2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Utile per studi sulle chaperone e sul ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNAJA2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DJ3, CPR3, DJA2, DNAJ, DNJ3, RDJ2, HIRIP4, PRO3015, DNAJA2
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	10294
ID gene	10294
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 233-412 della DNAJA2 umana (NP_005871.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O60884
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio