


Anticorpo Policlonale Anti-Dnaja3 Per Wb, Elisa - Q96Ey1

Numero articolo: CM0029837



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DNAJA3 (TID1, hTid-1), validato per WB e ELISA.

Riconosce DNAJA3 di essere umano, topo e ratto. Ideale per studi su apoptosi e mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNAJA3 Rabbit pAb
Note/Alias	TID1; HCA57; hTID-1; DNAJA3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9093
ID gene	9093
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 221-480 di DNAJA3 umano (NP_005138.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96EY1
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio