

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dnajb11 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubs4

Numero articolo: CM0014266

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DNAJB11 umano (ERdj3), un co-chaperone del RE. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA e con reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sul ripiegamento proteico e sullo stress del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNAJB11 Rabbit pAb
Note/Alias	DJ9; EDJ; DJ-9; ERj3; PKD6; ABBP2; ERdj3; ERj3p; ABBP-2; UNQ537; PRO1080; DNAJB11
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	51726
ID Gene	51726
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 89-358 di DNAJB11 umano (NP_057390.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBS4
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio