


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dnajb12 Per Wb E Elisa - Q9Nxxw2

Numero articolo: CM0014141



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DNAJB12, un co-chaperone coinvolto nel ripiegamento delle proteine, nell'ERAD e nella maturazione dei canali del potassio. Validato per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNAJB12 Rabbit pAb
Note/Alias	DJ10; DNAJB12
Specie	Umano
GeneID	54788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-409 di DNAJB12 umano (NP_060096.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NXW2
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante