

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dnajb14 Per Wb E Elisa - Q8Tbm8

Numero articolo: CM0027345

introduzione

DNAJB14 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, che ha come bersaglio il DNAJB14 umano, un co-chaperone per il controllo della qualità delle proteine e la maturazione dei canali ionici. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sullo stress del reticolo endoplasmatico e sulle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNAJB14 Rabbit pAb
Note/Alias	EGNR9427; PRO34683; DNAJB14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79982
GeneID	79982
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 del DNAJB14 umano (NP_001026893.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TBM8
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio