

Anticorpo Monoclonale Anti-Dnajb1/Hsp40 () Per Citometria A Flusso Intracellulare - P25685

Numero articolo: CM0008471



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro DNAJB1/HSP40 umano. Validato per citometria a flusso intracellulare, ideale per studiare il ripiegamento proteico mediato da chaperone e la risposta da shock termico. Reagisce in modo crociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DNAJB1/HSP40 Umano
Note/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3337
ID Gene	3337
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 241-340 di DNAJB1/HSP40 umano (NP_006136.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P25685
Peso Proteico	27kDa/38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio