


Anticorpo Policlonale Anti-Dnajb9 Per Wb E Elisa - Q9Ubs3

Numero articolo: CM0027557



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il DNAJB9 umano (ERdj4), adatto per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle chaperoni del reticolo endoplasmatico e sulla risposta UPR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNAJB9 Rabbit pAb
Note/Alias	MDG1, ERdj4, MDG-1, MST049, MSTP049, DNAJB9
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4189
ID Gene	4189
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-223 del DNAJB9 umano (NP_036460.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UBS3
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio