

Anticorpo Policlonale Anti-Dnajc10 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ixb1

Numero articolo: CM0012965

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DNAJC10 umano (ERdj5), convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Ideale per lo studio del controllo di qualità delle proteine RE, ERAD e della segnalazione da stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNAJC10 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	JPD1; MTHr; ERdj5; PDIA19; DNAJC10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54431
GeneID	54431
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 614-793 del DNAJC10 umano (NP_061854.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8IXB1
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio