

Anticorpo Monoclonale Anti-Dnajc12 Per Wb, Elisa - Q9Ukb3

Numero articolo: CM0002756



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro DNAJC12 umano, adatto per WB ed ELISA; reattivo crociato con topo. Uno strumento per studiare i ruoli di co-chaperone e l'iperfenilalaninemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNAJC12 Rabbit mAb
Note/Alias	JDP1; HPANBH4; DNAJC12
Specie	Umana
GeneID (Umano)	56521
GeneID	56521
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 99-198 di DNAJC12 umano (Q9UKB3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q9UKB3
Peso Molecolare Proteina	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio