

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dnajc15 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5T4

Numero articolo: CM0012394

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro DNAJC15 umano (MCJ) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per studi sulla catena respiratoria mitocondriale e sul trasporto delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNAJC15 mAb di coniglio
Note/Alias	MCJ; HSD18; DNAJD1; DNAJC15
Specie	Umano
GeneID (umano)	29103
GeneID	29103
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-150 di DNAJC15 umano (Q9Y5T4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y5T4
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante