

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dnajc18 Per Wb, Elisa - Q9H819

Numero articolo: CM0021444

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira al DNAJC18 umano (membro 18 della sottocategoria C dell'omologo Dnaj). Convalidato per WB ed ELISA, riconosce la proteina umana e di ratto. Coinvolto nella penetrazione della membrana del reticolo endoplasmatico del poliomavirus durante l'infezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNAJC18 Rabbit pAb
Note/Alias	DNAJC18
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	202052
ID Gene	202052
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-350 del DNAJC18 umano (NP_689899.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9H819
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio