

Anticorpo Policlonale Anti-Dnajc19 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Numero articolo: CM0025825

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DNAJC19 umano, convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce DNAJC19 (TIM14) di uomo, topo e ratto. Adatto per studi sull'importazione mitocondriale e il rimodellamento della cardiolipina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNAJC19 Rabbit pAb
Note / Alias	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	131118
ID gene	131118
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-116 di DNAJC19 umano (NP_660304.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96DA6
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio