

Anticorpo Policlonale Anti-Dnajc19 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Numero articolo: CM0017582

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DNAJC19/TIM14, validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Adatto per studi sull'importazione proteica mitocondriale e sul rimodellamento della cardiolipina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNAJC19 Rabbit pAb
Note/Alias	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	131118
ID Gene	131118
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-116 di DNAJC19 umano (NP_660304.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96DA6
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio