


Anticorpo Policlonale Anti-Dnajc2 Per Wb, Elisa - Q99543

Numero articolo: CM0028636



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DNAJC2 umano (ZRF1, MPP11). Validato per WB ed ELISA. Cross-reattività con umano e topo. Adatto per studi sulla chaperone e sulla regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNAJC2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ZRF1; ZUO1; MPP11; MPHOSPH11; DNAJC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27000
GeneID	27000
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di DNAJC2 umano (NP_055192.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q99543
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio