


Anticorpo Policlonale Anti-Dnajc5 Per Wb Ed Elisa - Q9H3Z4

Numero articolo: CM0018359



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DNAJC5 umano (CSP/CLN4) per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 1-198). Per la ricerca neuroscientifica e sugli chaperoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNAJC5 Rabbit pAb
Note/alias	CSP; NCL; CLN4; CLN4B; DNAJC5A; mir-941-2; mir-941-3; mir-941-4; mir-941-5; DNAJC5
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	80331
ID del gene	80331
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-198 di DNAJC5 umano (NP_079495.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q9H3Z4
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante