

Anticorpo Policlonale Anti-Dnajc7 Per Wb, Elisa - Q99615

Numero articolo: CM0029414

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DNJC7, validato per Western blot e ELISA su campioni umani. Ideale per la ricerca sui co-capponi e sul ripiegamento dei recettori steroidei.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNJC7 Rabbit pAb
Note/Alias	DJ11; DJC7; TPR2; TTC2; DNJC7
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	7266
GeneID	7266
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-380 di DNJC7 umano (NP_003306.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q99615
Peso proteico	56 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio