

Anticorpo Policlonale Anti-Dnajc9 Per Wb, Elisa - Q8Wxx5

Numero articolo: CM0020438



introduzione

Validato tramite Western blot e ELISA, questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia DNAJC9 umano, un co-cappone doppio per istoni e shock termico. Presenta reattività crociata con topo e ratto; è ideale per ricerche sull'assemblaggio dei nucleosomi e sui co-chapponi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] DNAJC9 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	JDD1; SB73; HDJC9; C9
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23234
GeneID	23234
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di DNAJC9 umano (NP_056005.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8WXX5
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio