


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dnal1 Per Wb E Elisa - Q4Ldg9

Numero articolo: CM0014565



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a DNAL1, adatto per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce DNAL1 in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla funzione ciliare e sulla discinesia ciliare primaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNAL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LC1, CILD16, C14orf168, DNAL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83544
GeneID	83544
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 41-190 di DNAL1 umano (NP_113615.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q4LDG9
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio