

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dnal4 Per Wb, Elisa - 096015

Numero articolo: CM0018099

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DNAL4 umano, una catena leggera assonemale della dineina coinvolta nella generazione della forza ciliare. Validato per Western blot ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sulle ciglia respiratorie e sulle proteine motrici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio DNAL4
Note/alias	MRMV3; PIG27; DNAL4
Specie	Umano
GeneID (umano)	10126
GeneID	10126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 di DNAL4 umano (NP_005731.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O96015
Peso della proteina	12 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante