

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dnase1 Per Wb, Elisa - P24855

Numero articolo: CM0027297



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DNASE1 umano (DNasi I). Validato per Western blot ed ELISA; reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sui NET.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNASE1 Rabbit pAb
Note/Alias	DNL1; DRNI; DNASE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1773
GeneID	1773
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-282 di DNASE1 umano (NP_005214.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24855
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio