

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dnase1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P24855

Numero articolo: CM0014564



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DNASE1 (Deossiribonucleasi I) per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto; ideale per la ricerca sull'apoptosi, NETosi e malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNASE1 Rabbit pAb
Note/Alias	DNL1; DRNI; DNASE1
Specie	Umano
GeneID	1773
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-235 di DNASE1 umano (NP_005214.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P24855
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio