

Anticorpo Policlonale Anti-Dnase1L1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P49184

Numero articolo: CM0014486

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DNASE1L1 umano (DNase X, DNase I-like 1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle nucleasi e IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNASE1L1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	XIB; G4.8; DNL1L; DNASEX; DNAS1L1; DNASE1L1
Specie	Umano
ID Gene	1774
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-302 del DNASE1L1 umano (NP_006721.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P49184
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio