

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dnlz Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sxm8

Numero articolo: CM0020468

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DNLZ umano (HEP, ZIM17), un co-chaperone mitocondriale. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con campioni umani. Ottimale per la biologia mitocondriale e la ricerca sui chaperoni. Peso della proteina: 19 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNLZ Rabbit pAb
Note/alias	HEP; HEP1; ZIM17; TIMM15; C9orf151; bA413M3.2; DNLZ
Specie	Umano
GeneID (umano)	728489
GeneID	728489
Immunogeno	Proteina ricombinante di DNLZ umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q5SXM8
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante