

Anticorpo Policlonale Anti-Dnm2 Per If/Icc, Elisa - P50570

Numero articolo: CM0015324



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DNM2 umano, adatto per IF/ICC ed ELISA. Presenta reattività crociata con specie umana, murina e ratto. Ideale per lo studio della dinamina-2 nell'endocitosi, nella dinamica dell'actina e nella malattia di Charcot-Marie-Tooth.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNM2 Rabbit pAb
Note/Alias	DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
Specie	Umana
GeneID (umano)	1785
GeneID	1785
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 607-866 di DNM2 umano (NP_004936.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P50570
Peso della proteina	98 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante