

Anticorpo Policlonale Anti-Dnm2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P50570

Numero articolo: CM0025956



introduzione

DNM2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto, che mira alla GTPasi dinamina-2 coinvolta nell'endocitosi e nel rimodellamento del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	DNM2 Rabbit pAb
Note/Alias	DYN2; CMT2M; DYNII; LCC55; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
Specie	Umano
GeneID (umano)	1785
GeneID	1785
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P50570
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio