

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dnmt1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26358

Numero articolo: CM0002704



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio DNMT1 validato per WB, IHC-P, IP, ELISA con reattività crociata verso Umano, Topo, Ratto. Essenziale per lo studio della metilazione del DNA, dell'eredità epigenetica e della repressione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio DNMT1
Note/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.HsaI; DNMT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1786
GeneID	1786
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di DNMT1 umano (NP_001370.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio