

Anticorpo Policlonale Anti-Dnmt1 Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Numero articolo: CM0016632



introduzione

DNMT1 Coniglio pAb (Umano, Topo, Ratto) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Mira alla DNA metiltransferasi di mantenimento DNMT1 per la ricerca epigenetica e gli studi sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	DNMT1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1786
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-124 di DNMT1 (NP_001370.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio