


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dnmt3A Per Wb, Elisa - Q9Y6K1

Numero articolo: CM0002681



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro DNMT3A, adatto per WB e ELISA. DNMT3A è una DNA metiltransferasi de novo essenziale per la definizione del pattern di metilazione a livello dell'intero genoma durante lo sviluppo. Validato per reattività umana, supporta la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] DNMT3A Rabbit mAb
Note/Alias	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; 3A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1788
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 550-650 di DNMT3A umana (Q9Y6K1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9Y6K1
Peso proteico	102 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio