


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dnmt3A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6K1

Numero articolo: CM0030415



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-DNMT3A validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla metilazione del DNA. SWISS: Q9Y6K1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNMT3A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.Hsa11A; DNMT3A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1788
GeneID	1788
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-700 della DNMT3A umana (NP_072046.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6K1
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio