

Anticorpo Policlonale Anti-Dnmt3B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubc3

Numero articolo: CM0018376



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DNMT3B umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Fondamentale per la ricerca sulla metilazione de novo del DNA durante lo sviluppo e sul silenziamento genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DNMT3B Rabbit pAb
Note/Alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	1789
ID genico	1789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di DNMT3B umano (NP_008823.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UBC3
Peso proteico	96 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio