

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dnmt3B Per Wb, Chip, Elisa - Q9Ubc3

Numero articolo: CM0008016



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la DNMT3B umana (SWISS Q9UBC3) per applicazioni Western blot, ChIP ed ELISA. La DNMT3B è una DNA metiltransferasi de novo fondamentale per la definizione dei pattern di metilazione durante lo sviluppo e per il silenziamento degli elementi ripetitivi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNMT3B Rabbit mAb
Note/Alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB
Specie	Umana
ID del gene (umano)	1789
ID del gene	1789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-360 della DNMT3B umana (NP_008823.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9UBC3
Peso della proteina	96 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante