

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dnmt3B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc3

Numero articolo: CM0026465



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio DNMT3B di alta qualità validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva DNMT3B in tessuti umani, murini e di ratto. Fondamentale per studi epigenetici sulla metilazione del DNA durante lo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNMT3B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1789
Gene ID	1789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 345-475 di DNMT3B umano (NP_008823.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UBC3
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio