

Anticorpo Policlonale Anti-Dnmt3L Per Wb, Elisa - Q9Ujw3

Numero articolo: CM0013975



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DNMT3L umano, un regolatore chiave della metilazione del DNA. Validato per western blotting e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Adatto per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNMT3L Rabbit pAb
Note/Alias	DNMT3L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29947
GeneID	29947
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 151-386 di DNMT3L umano (NP_787063.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UJW3
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio