


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dnmt3L Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujw3

Numero articolo: CM0021301



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-DNMT3L validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva DNMT3L umano, murino e ratto (44kDa), un regolatore chiave della metilazione de novo del DNA e della riprogrammazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNMT3L Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DNMT3L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29947
GeneID	29947
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del DNMT3L umano (NP_787063.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UJW3
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio